

Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (10×)**AP0281****保存条件**

室温保存, 18 个月有效。

产品信息

产品名称	产品货号	规格
Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (10×)	AP0281	500mL

产品简介

SDS-PAGE 电泳液(Tris-Gly, 10×)可以用于最常用的 Tris-HCl 缓冲系统的 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液。本产品为 10 倍浓缩(10×)溶液。本电泳液适用于 Tris-HCl 缓冲系统的聚丙烯酰胺凝胶, 不适合用于 Hepes 等缓冲体系的聚丙烯酰胺凝胶。

本产品为 10 倍浓缩(10×)溶液, 含有 SDS, 适用于变性胶蛋白电泳。

本电泳液可以回收, 回收后可以作为外槽电泳液再使用 1-2 次。

使用方法

取本产品 100mL, 与 900mL 去离子水或蒸馏水充分混匀, 即得到 1000 mL 1×工作液; 也可根据配制量自行量取一定量的 SDS-PAGE 电泳液(Tris-Gly, 10×)进行配制。没有用完的电泳液可室温保存, 通常室温可保存 2-3 天, 4°C可保存 1-2 周。

注意事项

1. 配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。
2. 低温放置或者气温较低时运输很可能会出现沉淀, 通常室温磁力搅拌约 10-30 分钟可以让沉淀完全溶解。
3. 回收的电泳液可以作为外槽电泳液重复使用 1-2 次, 但为了取得最佳电泳效果, 应使用没有使用过的电泳液。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。