

土壤碱性磷酸酶活性测定试剂盒(ALP)说明书
可见分光光度法
AM0161

保存条件

按照产品内容保存要求保存。

产品信息

产品名称	产品货号	规格
土壤碱性磷酸酶活性测定试剂盒(ALP) 可见分光光度法	AM0161	50 管/48 样

产品简介
测定意义:

土壤磷酸酶是一类催化土壤有机磷化合物矿化的酶,其活性的高低直接影响着土壤中有有机磷的分解转化及其生物有效性,是评价土壤磷素生物转化方向与强度的指标。土壤磷酸酶受到土壤碳、氮含量、有效磷含量和 pH 显著影响。通常按照其最适 pH 范围,分为碱性、中性和酸性三种类型磷酸酶。

测定原理:

碱性环境中, S-AKP/ALP 催化磷酸苯二钠水解生成苯酚和磷酸氢二钠,通过测定酚的生成量即可计算出 S-AKP/ALP 活性。

产品内容

组成	含量	保存
试剂一	液体 x1 瓶	4°C避光
试剂二	粉剂 x1 瓶	4°C 用前加 50mL 蒸馏水充分溶解。
试剂三	液体 x1 瓶	4°C
试剂四	粉剂 x1 瓶	4°C 临用前加 1152μL 无水乙醇(自备), 48μL 蒸馏水充分溶解。(变褐色后不能再使用)
标准品	液体 x1 瓶 0.5μmol/mL 苯酚标准液	4°C

使用方法

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

需自备的仪器和用品：可见分光光度计、台式离心机、37°C恒温培养箱、分析天平、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、冰、蒸馏水、无水乙醇和甲苯。

催化反应：

称取风干混匀土壤约 0.1g，加入 50 μ L 甲苯（自备），轻摇 15min；加 400 μ L 试剂一并且摇匀后，置于 37°C恒温培养箱，开始计时，催化反应 24h；到时时后迅速加入 1mL 试剂二充分混匀，以终止酶催化的反应。8000g，25°C离心 10min，取上清液置于冰上待测。

显色反应：

1. 分光光度计预热 30 min，调节波长到 660 nm，蒸馏水调零。
2. 空白管：取 1mL 玻璃比色皿，加入 50 μ L 蒸馏水，100 μ L 试剂三，20 μ L 试剂四，充分混匀，显色后再加蒸馏水 830 μ L，混匀后 25°C静置 30 min，于 660 nm 测定吸光度，记为 A 空白管。
3. 标准管：取 1mL 玻璃比色皿，加入 50 μ L 标准液，100 μ L 试剂三，20 μ L 试剂四，充分混匀，显色后再加蒸馏水 830 μ L，混匀后 25°C静置 30 min，于 660 nm 测定吸光度，记为 A 标准管。
4. 测定管：取 1mL 玻璃比色皿，加入 50 μ L 上清液，100 μ L 试剂三，20 μ L 试剂四，充分混匀，显色后再加蒸馏水 830 μ L，混匀后 25°C静置 30 min，于 660 nm 测定吸光度，记为 A 测定管。

注意：空白管和标准管只需测定一次。

S-ALP 活性计算公式：

S-ALP 活性计算公式：

活性单位定义：37°C中每克土壤每天释放 1nmol 酚为 1 个酶活单位。

$$S\text{-AKP/ALP (nmol/d/g)} = [C \text{ 标准液} \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 空白管}) \div (A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管})] \times V \text{ 总} \div W \div T = 725 \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 空白管}) \div (A \text{ 标准管} - A \text{ 空白管}) \div W$$

C 标准液：0.5 μ mol/L；V 总：催化体系总体积，1.45mL；W：土壤样品质量，g；T：催化反应时间，24 h=1 d。